

## TopLine

Sicherheit auf der ganzen Linie



**TopLine** im Detail

# TopLine – mehr als Technik

Freier Auslauf AA nach DIN EN 1717

MIKE.2 Elektronik

Näherungsschalter zur Türbedienung (optional)

Düsensystem für intensives Reinigen


Tiefgezogene Waschkammer, selbstreinigend

Powervolle Rotations-Hubdüse

Siphonkontrolle

HEPA-Filter (H13)

Fußschalter zur Türbedienung (optional)



# Sicherheit, die überzeugt



Die saubere Lösung

Hygienesicherheit ist mehr denn je das A und O im Pflegebereich. Stets im Mittelpunkt: das Wohl des Patienten.



Mit MEIKO TopLine gehen Sie auf Nummer sicher. Das Reinigungs- und Desinfektionsgerät für Medizinprodukte bietet Sicherheit auf der ganzen Linie. Ob bei der Aufbereitung der Pflegegeschirre oder bei der Gerätebedienung, *TopLine* besticht mit Technik,

die für Sicherheit von Patient und Personal steht. Immer dabei im Blick: die Anforderungen der DIN EN ISO 15883. Entdecken Sie jetzt die Highlights und überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen des MEIKO *TopLine*!

# Ihr Mehrwert durch innovative Lösungen



## Steam Stop

Mit MEIKO *SteamStop* genießen Sie höchste Arbeits- und Hygienesicherheit durch vollständige Systemdampfdichtigkeit.

## Power Clean

Die Rotations-Hubdüse MEIKO *PowerClean* sorgt für die effiziente Reinigung der Pflegegeschirre.

## Thermo Control

MEIKO *ThermoControl*, die Temperaturüberwachung mit elektronisch voneinander unabhängigen Sensoren, ermöglicht eine hygienisch sichere Desinfektion.

## Dry&Cool

MEIKO *Dry&Cool* sichert eine keimfreie Trocknung und Rückkühlung der Pflegegeschirre mit gefilterter Luft.



## T.A.D.

## Chem Code

## Ca<sup>20</sup> Stop

Mit der automatischen Desinfektion von Wassertank, Leitungen und Düsen schützt MEIKO T.A.D. (*Total Auto Disinfection*) die TopLine vor Systemverkeimung.

Die Saugglanzencodierung MEIKO *ChemCode* garantiert einen unverwechselbaren Einsatz von Reiniger und Klarspüler.

Die sensorgesteuerte Dosierüberwachung MEIKO *CaStop* schützt die TopLine aktiv vor Geräteverkalkung.

MEIKO TopLine - das sind vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. Hier ist für jeden unreinen Pflegearbeitsraum etwas dabei. Vom Einzelgerät für die Stand- bzw. Wandmontage oder für den Einbau in Nasszellen, über das praktische Untertischgerät, bis hin zur kompakten Pflegekombination. Schaffen Sie Ihre Lösung nach Maß!  
Mehr zu den einzelnen Möglichkeiten in unserem aktuellen Prospekt MEIKO TopLine Programmübersicht.



### TopLine 10


Für die fußbodenfreie Wandmontage. Basismodell. Platzsparend und anschlussfertig.




### TopLine 20

Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit Gerätesockel. Einfach hinstellen und anschließen. Die ideale Lösung vorhandene Anschlüsse mitzuverwenden.


### TopLine als Standgerät



### TopLine als Kleinpflegekombination



### TopLine als Untertischgerät



### SAN 14 B

Kompakte Pflegekombination bestehend aus TopLine 40, Ausguss, Handwaschbecken und Abstellfläche. Inklusive Spritzblende und Aufkantung.



### SAN 20 W

Pflegekombination mit 600 mm Schrankraum. Bestehend aus TopLine 40, Ausguss, Waschbecken und Abstellfläche. Inklusive Spritzblende und Aufkantung.



Gerne hilft Ihnen das MEIKO Team dabei, die saubere Lösung für Ihre ganz individuelle Hygieneanforderung zu finden. Anruf genügt!